



ДЛЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ВСЕХ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Lumitester™ Smart

Контроль гигиенических
показателей в три простых шага

Доступ из любого места
через облачное хранилище



Визуализация данных с
помощью приложения

Детектор **A3**
АТФ+АДФ+АМФ

Более высокая надежность и
чувствительность

A3 находит то, чего не видят другие



HyServe



ВОЗЬМИТЕ РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ ГИГИЕНЫ ЗА ПРАВИЛО

С помощью приложения проверить чистоту может даже новичок



Замерять

Простое в использовании, результаты готовы через 10 секунд

STEP 1

Взять пробу

Протрите образец и вставьте тампон в основной корпус



STEP 2

Замерять

Хорошо встряхните и вставьте пробирку в Lumitester



STEP 3

Проанализировать

Результаты измерения (в относительных световых единицах) отображаются в течение 10 секунд



Понять

Приложение для постоянного мониторинга различных данных

Записанные данные можно отображать в виде временного ряда, зарегистрировавшись в нашем специализированном приложении. Проходной балл отображается автоматически, при этом в приложении возможна визуализация мер по улучшению. Сотрудники будут более внимательно относиться к гигиене и будут поддерживать высокие стандарты санитарии, что поможет укрепить доверие к вашему бизнесу



Отображение временных



Визуализация результатов



Подключить

Централизованные данные для нескольких объектов с управлением

Данные будут храниться в облаке и могут быть доступны из любой точки мира. Это позволит быстро обнаруживать и устранять возможные проблемы.



■ Lumitester™ Smart Код устройства: 1402653

Длительность измерения	10 секунд
Единицы измерения	Относительные световые единицы (RLU)
Питание	2 аккумуляторные щелочные или никель-гидридные батареи размера (AA)
Принадлежности	2 щелочные батареи размера (AA), щеточка для чистки устройства, USB-кабель, ремешок, краткое руководство

- ✘ Данное устройство предназначено только для контроля гигиенических показателей.
- ✘ Lucipac A3 и Lumitester Smart не предназначены для подсчета общего количества живых бактерий или выявления конкретных патогенных микроорганизмов.

Lucipac™ A3 Surface (для поверхностей) Код устройства: 1702671 100 тампонов в комплекте
 Lucipac™ A3 Surface (для воды) Код устройства: 1702672 100 тампонов в комплекте

Условия хранения	2-8 °C (не допускать воздействия минусовых температур)
25 °C	14 дней (в закрытом состоянии)
30 °C	5 дней (в закрытом состоянии)
Срок годности	15 месяцев с даты изготовления

- ✘ Пробирки Lucipac A3 можно использовать с устройствами Lumitester Smart, PD-30 и PD-20. Использование с другими моделями запрещено.

Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan (Токио, Япония)

Тел.: 81-3-5521-5481 – 81-3-5521-5498; Факс: 81-3-5521-5498

biochemifa@mail.kikkoman.co.jp

http://www.kikkomana3.com/

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/

✘ Информация, представленная в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2018 Kikkoman Corp. (15020181101)



Для получения дополнительной информации о системе контроля гигиенических показателей A3, сканируйте QR-код



HyServe

HyServe GmbH & Co KG.

Hechenrainerstrasse 24 D- 82449 Uffing am Staffelsee

Tel. 0049 – 8846-1344 Fax 0049 – 8846-1342

info@hyserve.com

www.hyserve.com